



Monitor de Sinais  
Vitais mCARE 300



SPACELABS  
Healthcare

---

# Monitoração Essencial. Assistência Instantânea.

---

## Exatamente o que você pediu.

Uma solução de monitoração para dar suporte a qualquer decisão de assistência.

Para qualquer ambiente de assistência, a Spacelabs proporciona os parâmetros essenciais – ECG, respiração, SpO<sub>2</sub>, PANI e temperatura dupla. Acrescente parâmetros de maior precisão com opcional de pressão sanguínea invasiva e EtCO<sub>2</sub>. Seu projeto inteligente torna o mCare 300 fácil de usar, rápido e flexível. As funções comuns são só um único aperto de botão, tornando imediata a avaliação da assistência.




*“Muitas situações requerem monitoração instantânea dos sinais vitais. Essa é a razão pela qual necessitamos um monitor de cabeceira confiável que seja intuitivo, imediato, portátil e flexível. Temos isso tudo da Spacelabs com o Monitor de Sinais Vitais mCare 300.”*

---

## Capacidades em um relance de olhos

---

- Suporta configurações para pacientes adultos, pediátricos e neonatais
  - A monitoração básica da arritmia inclui alarmes para frequência cardíaca alta e baixa, ventricular fibrilação ventricular e assistole
  - Gráfico a cores e tendências em forma tabular melhoram a visualização
  - Muda facilmente entre monitoração EtCO<sub>2</sub> mainstream e sidestream pela seleção do acessório apropriado
  - Garantia de um ano (opcional no segundo ano)
  - Assistência técnica e suporte Com Prioridade para o Cliente
  - Registrador integrado de 2 canais (opcional)
-



## Vantagens Clínicas

Bom projeto conta em todas as áreas de assistência

### Emprega uma interface do usuário verdadeiramente intuitiva

- Toque no parâmetro no visor e continue
- Fácil de aprender, fácil de usar
- Ícones universais com menus de nível único

### Funções da tecla são somente um apertar de botão

- Iniciar uma leitura PANI stat
- Silenciar ou pausar temporariamente alarmes
- Aumentar os valores numéricos para melhor visualização
- Registrar os parâmetros desejados

### Flexível, portátil e leve

- Mínimo de 4 horas de tempo de operação\*
- Suporta troca de bateria sem perda de energia
- Pesa 4,1 kgs. (9 libras) com uma bateria

\*Uso de uma única bateria Litio-Íon. O monitor aceitará duas.



Todos os suprimentos e acessórios da Spacelabs são cuidadosamente projetados e testados para assegurar desempenho ótimo do sistema com todos os monitores da Spacelabs.

## Parâmetros Clínicos

O monitor de sinais vitais 91220 mCare 300 suporta quatro formas de onda no visor e até sete parâmetros usando uma tela sensível ao toque de LCD de 26,4 cm (10,4 pol).

- ECG (3-/5-terminais com detecção de marca-passo)
- Respiração
- PANI
- SpO<sub>2</sub>
- Temperatura (duplo)
- Pressão Invasiva (opcional)
- EtCO<sub>2</sub> sidestream e/ou mainstream (opcional)

## Suprimentos e Acessórios

Suprimentos e acessórios de alta qualidade são importantes para o desempenho do sistema de monitoração e para assistência econômica e eficiente dos pacientes adultos, pediátricos e neonatais. A Spacelabs oferece o seguinte:

### Suprimentos para Monitor

- Cabos, fios de ligação e eletrodos para ECG
- Cabos e sensores de SpO<sub>2</sub>
- Mangueiras e manguitos PANI
- Sondas e sensores de temperatura
- Cabos e transdutores de pressão invasiva
- Sensores e linhas de amostragem EtCO<sub>2</sub> sidestream
- Sensores e adaptadores das vias aéreas EtCO<sub>2</sub> mainstream

### Acessórios para Monitor

- Baterias de Lítio-Íon
- Carregador de bateria externo
- Luz de alarme remota externa
- Gancho para grade do leito (compatível com suporte sobre rodas e montagens na parede)
- Montagem sob rodas
- Montagens na parede (altura padrão e variável)



Uma variedade de soluções de montagem proporcionadas pela GCX Corporation torna fácil usar o Monitor de Sinais Vitais mCare 300 em diferentes áreas de assistência.